




Papillotom
drehbar

MTW[®]
Endoskopie

360°




- mit filiformer Spitze
- drehbar
- Precut-Papillotom

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten!




Papillotom


drehbar



Papillotom mit filiformer Spitze,
 drehbar, für Führungsdraht **0.035 inch,**
 mit fest montiertem Handgriff,
 EINMALGEBRAUCH  VE = 5 Stück

Precut-Papillotom,
 drehbar, für Führungsdraht **0.035 inch,**
 mit fest montiertem Handgriff,
 EINMALGEBRAUCH  VE = 5 Stück



**Passender knickstabiler
 Nitinol- Führungsdraht:
 SnapTip (Bestell-Nr. 00 39 00)**
 hydrophil beschichtete Spitze, **0.035 inch,**
 Länge 400 cm, EINMALGEBRAUCH 
 Mindestabnahme 2 Stück

Bestell-Nr.	Schnittlänge (mm)	Länge (cm)	Ø (mm)	besondere Merkmale
99 02 30 81	30	215	2,3 > 1,8	drehbar, filiform
99 02 36 81	20	215	2,3 > 1,8	drehbar, filiform
99 02 30 91	20	215	2,3 > 1,8	drehbar, precut